



ODOR LINE SANI DES

DÉTERGENT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ
CERTIFIÉ PAR ECOCERT



- Nettoyage et entretien journalier des sanitaires
- Contient des biosurfactants issus de la fermentation de micro-organismes et des surfactants d'origine végétale ou minérale.
- Parfum menthe
- Sans VLEP contraignantes (Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle - EU, BE, FR)



Product
info



ODOR LINE SANI DES

DÉTERGENT DÉTARTRANT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ CERTIFIÉ PAR ECOCERT

DESRIPTIF

Nettoyant désinfectant détartrant conçu pour des interventions journalières de nettoyage et d'entretien des unités sanitaires. Parfum menthe. Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

- Phase lavage: vaporiser les petites surfaces ou laver à l'aide d'une frange pour les sols. Evacuer la solution résiduelle puis rincer à l'eau claire.
- Phase détartrage en sanitaire ou autres locaux couverts d'un film calcaire: vaporiser ou étaler sur les surfaces à l'aide d'une frange. Récurer à l'aide d'une éponge ou d'une monobrosse équipée du disque adéquat. Evacuer la solution résiduelle puis rincer à l'eau claire.

DOSAGE

- Nettoyage & désinfection: 2% (1 dose/spray de 1L ou 4 doses/seau de 4L). Temps de contact: 15 minutes.
- Détartrage approfondi: 5% (2,5 doses/spray de 1L).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur: incolore à jaune
- Parfum: menthe
- pH pur: 2,5 ± 0,5

COMPOSITION

- 96% du total des ingrédients sont d'origine végétale et/ou minérale
- Matières actives : 28,8% LACTIC ACID (CAS 79-33-4); 2% GLYCOLIC ACID(79-14-1)
- Composition : >30% eau, désinfectants; 5-15% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, CITRIC ACID; <5% séquestrants, correcteur d'acidité, parfum

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original fermé. Conserver à l'abri du gel.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Détergent certifié par Ecocert Greenlife SAS selon le référentiel «Ecodétergent» disponible sur <http://detergents.ecocert.com>.

SYNTHÈSE DES NORMES (TP2 & TP4)

Activité	Norme	Dosage	Temps de contact
Bactéricide	EN1276	2%	15min
	EN13697	3%	15min
Bactéricide contre Salmonelle, Entérobactérie, Lactobacille, Campylobacter, Listeria	EN1276	2%	15min
	EN13697	5%	15min
Levuricide	EN1650	3%	30min
	EN13697	7%	30min
Virucide contre les virus enveloppés	EN14476	1%	5min
Virucide à spectre limité	EN14476	3%	15min
Virucide (total)	EN14476	7%	60min
Actif contre Coronavirus	EN14476	1%	5min
Actif contre Rotavirus	EN14476	1%	5min

Détail des normes disponible à la page suivante.

EMBALLAGES



Conditionnement	Référence	Code EAN
Carton 2x5L *	2500658	05411283255868
Carton 6x1L *	2280844	05411283224482

Tous nos emballages sont 100% recyclables. Les flacons marqués d'un * contiennent du plastique recyclé.

ODOR LINE SANI DES

PUISSANT DÉTARTRANT CONCENTRÉ

Détail des normes de désinfection TP2 & TP4

BACTÉRICIDE

Norme	EN1276		
Souches	Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Enterococcus hirae		
Conditions	3g/l albumine, 20°C		
Dosage	2%	Temps de contact	15min
Certificat	2025		

Norme	EN13697		
Souches	Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Enterococcus hirae		
Conditions	3g/l albumine, 20°C		
Dosage	3%	Temps de contact	15min
Certificat	2025		

BACTÉRICIDE CONTRE SALMONELLE, ENTÉROBACTÉRIE, LACTOBACILLE, CAMPYLOBACTER, LISTERIA

Norme	EN1276		
Souches	Salmonella typhimurium; Enterobacter cloacae; Lactobacillus brevis; Campylobacter jejuni; Listeria monocytogenes		
Conditions	3g/l albumine, 20°C		
Dosage	2%	Temps de contact	15min
Certificat	2025		

Norme	EN13697		
Souches	Salmonella typhimurium; Enterobacter cloacae; Lactobacillus brevis; Campylobacter jejuni; Listeria monocytogenes		
Conditions	3g/l albumine, 20°C		
Dosage	5%	Temps de contact	15min
Certificat	2025		

LEVURICIDE

Norme	EN1650		
Souches	Candida albicans		
Conditions	3g/l albumine, 20°C		
Dosage	3%	Temps de contact	30min
Certificat	2025		

Norme	EN13697		
Souches	Candida albicans		
Conditions	3g/l albumine, 20°C		
Dosage	7%	Temps de contact	30min
Certificat	2025		

VIRUCIDE CONTRE LES VIRUS ENVELOPPÉS

Norme	EN14476		
Souches	Modified Vaccinia virus Ankara		
Conditions	3 g/l BSA + 3ml/l erythrocyte, 20°C		
Dosage	1%	Temps de contact	5min
Certificat	2025		

VIRUCIDE À SPECTRE LIMITÉ

Norme	EN14476		
Souches	Adenovirus		
Conditions	3 g/l BSA + 3ml/l erythrocyte, 20°C		
Dosage	3%	Temps de contact	15min
Certificat	2025		

ODOR LINE SANI DES

PUISSANT DÉTARTRANT CONCENTRÉ

Détail des normes de désinfection TP2 & TP4

VIRUCIDE À SPECTRE LIMITÉ

Norme	EN14476		
Souches	Murine norovirus		
Conditions	3 g/l BSA + 3ml/l erythrocyte, 20°C		
Dosage	3%	Temps de contact	15min
Certificat	2025		

VIRUCIDE (TOTAL)

Norme	EN14476		
Souches	Poliovirus		
Conditions	3 g/l BSA + 3ml/l erythrocyte, 20°C		
Dosage	7%	Temps de contact	60min
Certificat	2025		

ACTIF CONTRE CORONAVIRUS

Norme	EN14476		
Souches	Coronavirus		
Conditions	3 g/l BSA + 3ml/l erythrocyte, 20°C		
Dosage	1%	Temps de contact	5min
Certificat	2025		

ACTIF CONTRE ROTAVIRUS

Norme	EN14476		
Souches	Rotavirus		
Conditions	3 g/l BSA + 3ml/l erythrocyte, 20°C		
Dosage	1%	Temps de contact	5min
Certificat	2025		